

Réactifs de réaction sphériques avec vanne de vidange



Réactifs de réaction sphériques avec vanne de vidange

Avec division, avec bride de laboratoire (DN), avec rainure, en tube DURAN®, autres dimensions disponibles sur demande

Taille nominale (DN)	Capacité (l)	Diamètre extérieur (mm)	Hauteur totale (approx. mm)	Hauteur intérieure (approx. mm)	Valve (mm)	Unité d'emballage (pcs.)	N° d'article
60	0,25	220	120				6 0081 49
60	0,5	105	245	s 145	10	1	6 0081 58
60	1	131	275	175	10	1	6 0081 70
100	2	165	310	210	10	1	6 0082 73
100	4	206	360	260	10	1	s6 0082 79
100	6	s 385	285			1	6 0082 85
100	10	280	430	330	20	1	6 0082 88
100	20	350	500	400	20	1	6 0082 94

150	6	236	385	228	10	1	6 0084 85
150	10	280	435	335	20	1	0084 88
150	20	350	510	410	20	1	6 0084 94
200	6	236	425	325	10	1	6 0085 85
200	10	280	420	305	20	1	6 0085 88
200	20	350	500	385	20	1	6 0085 94

Generated on 2026-06-27