


## Rectification de noyaux avec rétrécissement et dimensions spéciales des tuyaux



Rectification de noyaux avec rétrécissement et dimensions spéciales des tuyaux  
Noyaux coniques rectifiés, fabriqués à partir de tubes DURAN®

Noyau (NS)	→ (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Longueur totale approx. (mm)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
29/32	40	2,0	300	10	1 1012 01
34/35	30	2,0	300	10	1 1012 02
45/40	40	2,3	300	10	1 1012 03
60/46	54	2,5	375	10	1 1012 04
71/51	65	3,2	500	10	1 1012 05