

## Récupérateur de gouttes après Stutzer, droit



Récupérateur de gouttelettes Stutzer, modèle droit, avec manchon et noyau en acier inoxydable, pour la séparation des gouttelettes (à placer directement sur le ballon de distillation), fabriqué en tube DURAN®.

Noyau (NS)	Manchon (NS)	PU (pièce)	N° d'article
14/23	14/23	1	5 0350 11
14/23	29/32	1	5 0350 45
24/29	19/26	1	5 0350 32
29/32	29/32	1	5 0350 44