


## Refroidisseur Allihn, pour extracteurs, avec raccords GL



Refroidisseur Allihn, pour extracteurs, avec raccords GL  
Condenseur Allihn pour condensation de vapeur, avec noyau NS, raccordement eau: filetage GL 14 (avec deux olives en plastique pré-montées et vissées), en tube DURAN®

Noyau (NS)	extracteur (ml)	surface de refroidissement (cm <sup>2</sup> )	PU (pièce)	réf.
29/32	30	100	1	5 2260 14
34/35	70	100	1	5 2260 15
45/40	100-250	200	1	5 2260 16