


Refroidisseur Davies avec raccords GL



Refroidisseur Davies avec raccords GL
Condenseur Davies pour condensation de vapeur, avec noyau et manchon en acier inoxydable, à double surface de refroidissement, raccordement eau: filetage GL 14 (avec deux olives en plastique), en tube DURAN®

Manchon et noyau (NS)	Longueur (mm)	Surface de refroidissement (cm ²)	PU (pièce)	N° d'article
24/29	250	460	1	5 2153 13
29/32		%s 460	1	5 2153 14
24/29	400	740	1	5 2154 13
29/32	400	740	1	5 2154 14