

## Refroidisseur de serpent, avec des olives



Refroidisseur de serpent, avec des olives  
 Refroidisseur à serpentin pour le refroidissement des condensats, avec noyau et manchon en acier inoxydable, raccordement d'eau: olives, fabriqué à partir de tubes DURAN®.

Manchon et noyau (NS)	Longueur de la gaine (mm)	Surface de refroidissement (cm <sup>2</sup> )	PU (pièce)	N° d'article
14/23	160	230	1	5 2332 01
29/32		%s 500	1	5 2333 04
29/32		820	1	5 2334 04
29/32	500	s 1040	1	5 2335 04