


## Refroidisseur Dimroth, avec connexions GL



Refroidisseur Dimroth, avec connexions GL  
Condenseur Dimroth conforme à la norme DIN 12591 et en plus de la norme DIN, pour la condensation des vapeurs, avec noyau et manchon en acier inoxydable, raccordement eau: filetage GL 14 (avec deux olives en plastique), en tube DURAN®

Manchon et noyau (NS)	Longueur de la gaine (mm)	Surface de refroidissement (cm <sup>2</sup> )	DIN	Unité d'emballage (pièce)	Numéro d'article
14/23	160	140	-	1	5 2402 11
19/26	160	140	-	1	5 2402 12
14/23	250	240	-	1	5 2403 11
19/26	250	440	-	1	5 2403 12
24/29	250	440	-	1	5 2403 13
29/32	250	440	12591	1	5 2403 14
45/40	250	810	-	1	5 2403 16
29/32	s 400 %	740	12591	1	5 2404 14
45/40	400	1380	-	1	5 2404 16