

Refroidisseur Dimroth, pour extracteurs, avec olives



Refroidisseur Dimroth,
pour extracteurs, avec des olives
Condenseur Dimroth pour appareil d'extraction, pour
condensation de vapeur, avec noyau NS, raccordement
eau: olives, en tube DURAN®

Noyau (NS)	extracteur (ml)	surface de refroidissement (cm ²)	PU (pièce)	réf.
29/32	30	140	1	5 2460 04
34/35	70	160	1	5 2460 05
45/40	100-250	370	1	5 2460 06
60/46	300-500	680	1	5 2460 07
71/51	1000	930	1	5 2460 08