

Refroidisseur Dimroth, pour extracteurs, avec raccords GL



Refroidisseur Dimroth, pour extracteurs, avec raccords GL
Condenseur Dimroth pour appareil d'extraction, pour condensation de vapeur, avec noyau NS, raccordement eau: filetage GL 14 (avec deux olives en plastique), en tube DURAN®

Manchon et noyau (NS)	extracteur (ml)	surface de refroidissement (cm ²)	PU (pièce)	réf.
29/32	30	140	1	5 2460 14
34/35	70	160	1	5 2460 15
45/40	100-250	370	1	5 2460 16
60/46	300-500	680	1	5 2460 17
71/51	1000	930	1	5 2460 18