


## Refroidisseur haute performance avec quatre serpentins de refroidissement



Refroidisseur haute performance avec quatre serpentins de refroidissement

Refroidisseur haute performance avec quatre serpentins de refroidissement,

Surface de refroidissement: 2 350 cm<sup>2</sup>, longueur de la chemise: 300 mm,

fabriqué à partir de tubes DURAN®,

Unité d'emballage: 1 pièce

avec noyau et manchon NS 45/40,

Raccordement d'eau de refroidissement: Olives

Numéro d'article: 5 2550 00

avec boule et poêle KF 50,

Raccordement d'eau de refroidissement: billes KF 15

Numéro d'article: 5 2550 50

