

Refroidisseur selon Allihn, pour extracteurs, avec olives



Refroidisseur à Allihn,
pour extracteurs, avec des olives
Condenseur Allihn pour condensation de vapeur, avec
noyau NS, raccordement eau: olives, fabriqué en tube
DURAN®

Noyau (NS)	extracteur (ml)	surface de refroidissement (cm ²)	PU (pièce)	réf.
29/32	30	100	1	5 2260 04
34/35	70	100	1	5 2260 05
45/40	100-250	200	1	5 2260 06