

## Refroidisseur selon Allihn, pour extracteurs, avec olives



Refroidisseur à Allihn,  
pour extracteurs, avec des olives  
Condenseur Allihn pour condensation de vapeur, avec  
noyau NS, raccordement eau: olives, fabriqué en tube  
DURAN®

Noyau (NS)	extracteur (ml)	surface de refroidissement (cm <sup>2</sup> )	PU (pièce)	réf.
29/32	30	100	1	5 2260 04
34/35	70	100	1	5 2260 05
45/40	100-250	200	1	5 2260 06