


## Refroidisseur serpent, avec connexions GL



Refroidisseur serpent, avec connexions GL  
Serpentin de refroidissement des condensats, avec noyau et manchon en acier inoxydable, raccordement eau: filetage GL 14 (avec deux olives en plastique pré-montées et vissées), en tube DURAN®

Manchon et noyau (NS)	Longueur de la gaine (mm)	Surface de refroidissement (cm <sup>2</sup> )	PU (pièce)	N° d'article
14/23	160	230	1	5 2332 11
29/32			s 500 %s 1	5 2333 14
29/32		820	1	5 2334 14
29/32	500	1040	1	5 2335 14