

## Refroidisseurs intensifs (refroidisseurs à double paroi) avec raccords GL



Refroidisseurs intensifs (refroidisseurs à double paroi) avec raccords GL

Refroidisseur intensif conforme à la norme DIN 12593 et en plus de la norme DIN, pour la condensation des vapeurs, avec serpentín de refroidissement et enveloppe, avec noyau et manchon en acier inoxydable, raccordement d'eau: filetage GL 14 (avec deux olives en plastique), en tube DURAN®

Manchon et noyau (NS)	Longueur de la gaine (mm)	Surface de refroidissement (cm <sup>2</sup> )	DIN	Unité d'emballage (pièce)	Numéro d'article
14/23	160	240	-	1	5 2502 11
29/32	s 160	240	12593	1	5 2502 14
24/29	250	400	-	1	5 2503 13
29/32	250	400	12593	1	5 2503 14
29/32	400	650	12593	1	5 2504 14
29/32	500	840	-	1	5 2505 14