

Réservoirs d'azote (tubes de Schlenk) avec manchon et valve en PTFE.



Réservoirs d'azote (tubes de Schlenk) avec manchon conique et valve en PTFE

Avec joint rodé conique NS et robinet de vanne PTFE, fabriqués à partir de tubes DURAN®

Contenu (ml)	Diamètre du col (NS)	Alésage du taraud (mm)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
10	Manchon 14/23	2,5	1	3 3706 13
25	Manchon 14/23	2,5	1	3 3706 22 %
50	Manchon 14/23	2,5	1	3 3706 28
100	Manchon 14/23	2,5	1	3 3706 37
250	Manchon 14/23	2,5	1	3 3706 49