

## Réservoirs d'azote (tubes de Schlenk) avec manchon et vanne NS



Réservoirs d'azote (tubes de Schlenk) avec manchon conique et vanne NS

Avec joint rodé conique NS et robinet NS, fabriqués à partir de tubes DURAN®

Contenu (ml)	Diamètre du col (NS)	Alésage du taraud (mm)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
10	Manchon 14/23	2,5	1	3 3701 13
25 %	Manchon 14/23	2,5	1	3 3701 22
50	Manchon 14/23	2,5	1	3 3701 28
100	Manchon 14/23	2,5	1	3 3701 37
250	Manchon 14/23	2,5	1	3 3701 49