

Réservoirs d'azote (tubes de Schlenk) avec noyau et vanne en PTFE



Réservoirs d'azote (tubes de Schlenk) avec noyau rodé et robinet d'arrêt à vanne PTFE

Avec joint rodé conique NS et robinet NS, fabriqués à partir de tubes DURAN®

Contenu (ml)	Diamètre du col (NS)	Alésage du taraud (mm)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
10	Noyau 14/23	2,5		3 3708 13
25	Noyau 14/23	2,5	1	3 3708 22
50	14/23	2,5	1	3 3708 28
100	Noyau 14/23	2,5	1	3 3708 37
250	Noyau 14/23	2,5	1	3 3708 49