

Réservoirs d'azote (tubes de Schlenk) avec noyau et vanne NS



Réservoirs d'azote (tubes de Schlenk) avec découpe du noyau et vanne NS

Avec joint rodé conique NS et robinet NS, fabriqués à partir de tubes DURAN®

Contenu (ml)	Diamètre du col (NS)	Alésage du taraud (mm)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
10	Noyau 14/23	2,5		3 3702 13
25	Noyau 14/23	2,5	1	3 3702 22
50	14/23	2,5	1	3 3702 28
100	Noyau 14/23	2,5	1	3 3702 37
250	Noyau 14/23	2,5	1	3 3702 49