


Robinetts à double sens avec bouchon en verre massif



Robinetts à double sens avec bouchon en verre massif
Avec bouchon en verre massif et dispositif de sécurité de robinet fileté, deux alésages inclinés, matériau: verre borosilicaté 3.3, l'étanchéité répond aux exigences de la norme DIN 12540-1

| Taraud (NS) | Alésage (mm) | Unité d'emballage (pièces) | N° d'article |
|-------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 14,5 | 2,5 | 1 | 2 4014 02 |
| 18,8 | | s 1 | 2 4018 04 |
| 14,5* | Bouchon 1,5 | 1 | 2 4614 01 |
| 14,5* | Bouchon 2,5 | 1 | 2 4614 02 |

avec tubes capillaires