


## Robinetts à double sens avec bouchon en verre massif



Robinetts à double sens avec bouchon en verre massif  
Avec bouchon en verre massif et dispositif de sécurité de robinet fileté, deux alésages inclinés, matériau: verre borosilicaté 3.3, l'étanchéité répond aux exigences de la norme DIN 12540-1

Taraud (NS)	Alésage (mm)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
14,5	2,5	1	2 4014 02
18,8		s 1	2 4018 04
14,5*	Bouchon 1,5	1	2 4614 01
14,5*	Bouchon 2,5	1	2 4614 02

avec tubes capillaires