


## Robinetts à trois voies à cône avec clés en verre



Robinetts à trois voies à cône avec clés en verre  
Conforme à la norme DIN 12554 et en complément de la norme DIN, alésage en T, avec bouchon en verre massif et dispositif de sécurité pour robinet fileté, matériau: verre borosilicaté 3.3, étanchéité conforme à la norme DIN 12540-1

Taraud (NS)	Alésage (mm)	Selon DIN	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
14,5	1,5	DIN 12554	1	2 5014 01
14,5	2,5	-	1	2 5014 02
18,8	2,5	DIN 12554	1	2 5018 02
18,8	4,0	-	1	2 5018 04
24	4,0	DIN 12554	1	2 5024 04
29,2	6,0	DIN 12554	1	2 5029 06