

Selon Stutzer, le récupérateur de gouttes est courbé.



Selon Stutzer, le récupérateur de gouttes est courbé. Conception incurvée (75°), avec deux noyaux NS, pour la séparation des gouttelettes (placées directement sur le ballon de distillation), fabriquées en tube DURAN®

| Noyau (NS) | Manchon (NS) | PU (pièce) | N° d'article |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 14/23 | 14/23 | 1 | 5 0370 11 |
| 19/26 | 19/26 | 1 | 5 0370 22 |
| 24/29 | 19/26 | 1 | 5 0370 32 |
| 24/29 | 24/29 | 1 | 5 0370 33 |
| 29/32 | 29/32 | 1 | 5 0370 44 |