

Selon Stutzer, le récupérateur de gouttes est courbé.



Selon Stutzer, le récupérateur de gouttes est courbé. Conception incurvée (75°), avec deux noyaux NS, pour la séparation des gouttelettes (placées directement sur le ballon de distillation), fabriquées en tube DURAN®

Noyau (NS)	Manchon (NS)	PU (pièce)	N° d'article
14/23	14/23	1	5 0370 11
19/26	19/26	1	5 0370 22
24/29	19/26	1	5 0370 32
24/29	24/29	1	5 0370 33
29/32	29/32	1	5 0370 44