


## Supports pour trépieds à grille



### Supports pour trépieds à grille

Pour la fixation d'accessoires sur des récipients de réaction et pour la suspension sur des supports à grille, avec mécanisme de serrage et supports, matériau: acier inoxydable (mécanisme de serrage), acier revêtu de poudre (supports)

Bride de laboratoire (LF)	Grille de support (m)	PU (pcs.)	N° d'article
100	0,353	1	6 2472 10
100	0,5	1	6 2472 11
150	0,353	1	6 2474 15
150	0,5	1	6 2474 16
150	0,707	1	6 2474 17
200	0,5	1	6 2475 20
200	0,707	1	6 2475 21