


Têtes de colonne avec prise de vanne



Têtes de colonne avec prise de vanne
Avec une valve en PTFE faisant office de régulateur anti-retour pour un réglage facile et précis du reflux, avec un manchon rodé NS 14/23 pour les thermomètres d'une longueur d'installation de 55 mm, fabriqué en tube DURAN®

Hauteur de remplissage (mm)	Manchon et noyau (NS)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
14/23	14/23	1	5 1701 11
29/32	29/32	1	5 1701 44