


thermomètre de distillation



thermomètre de distillation

Thermomètre de précision avec noyau NS 14/23, extrémité supérieure arrondie et fusionnée, échelle en verre dépoli avec graduation noire,

Plage de mesure (°C)	Échelle (°C)	Longueur d'installation (mm)/Remplissage	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
0-150	0,5	55 / Pétrole	1	5 0650 01
0-150	0,5	70 / Pétrole	1	5 0650 02
0-150	0,5	85 / Pétrole	1	5 0650 03
0-250	1	55 / Benzoate d'isoamyle	1	5 0650 04
0-250	1	70 / Benzoate d'isoamyle	1	5 0650 05
0-250	1	85 / Benzoate d'isoamyle	1	5 0650 06