

## Tubes à essai, à joint rodé standard, avec graduations



Tubes à essai à joint rodé standard, avec graduations

Bocal en verre à fond rond avec manchon NS, bouchon PE, lettrage à la peinture émaillée à contraste élevé, fabriqué à partir de tubes DURAN®

Manchon (NS)	Ø x Hauteur (mm)	Contenu (ml)	Division (ml)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
12/21	15 x 165	10	0,1	10	5 7060 01
14/23	17 x 200	20	0,2	10	5 7060 02
14/23	17 x 220	25	0,2	10	5 7060 03
14/23	19 x 220	30	0,5	10	5 7060 04