


Tubes de prélèvement de gaz



Tubes de prélèvement de gaz

Tubes de prélèvement de gaz (manipulateurs de gaz, tubes de collecte de gaz), avec ou sans buse de prélèvement (avec raccord fileté GL 14 et septum), avec deux clapets anti-retour NS 14 (avec verrouillage fileté), raccords: tube capillaire (\varnothing extérieur 8 mm, \varnothing intérieur 2,7 mm), olive (\varnothing extérieur 9 mm), avec zone d'étiquetage, en tube DURAN®

Contenu (ml)	Version	Unité d'emballage (pcs.)	Numéro d'article
150	sans port d'échantillonnage	1	5 6800 43
350	sans port d'échantillonnage	1	5 6800 52
500	sans port d'échantillonnage	1	5 6800 58
1000	sans port d'échantillonnage	1	5 6800 70
150	avec port d'échantillonnage (GL14) et septum	1	5 6801 43
350	avec port d'échantillonnage (GL14) et septum	1	5 6801 52
500	avec port d'échantillonnage (GL14) et septum	1	5 6801 58
1000	avec port d'échantillonnage (GL14) et septum	1	5 6801 70