

Tuyaux filetés à âme NS



Tuyaux filetés à âme NS
Conforme à la norme DIN 12257 et en complément de la norme, avec filetage DIN (GL) et âme (NS), fabriqué à partir de tubes DURAN®

Noyau (NS)	Filetage (GL)	Selon DIN	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
14/23	14	DIN 12257	1	1 3114 14
19/26	14	DIN 12257	1	1 3114 19
24/29	14	-	1	1 3114 24
29/32	14	-	1	1 3114 29
14/23	18	-	1	1 3118 14
19/26	18	DIN 12257	1	1 3118 19
24/29	18	-	1	1 3118 24
29/32	18	DIN 12257	1	1 3118 29
14/23	25	-	1	1 3125 14
19/26	25	-	1	1 3125 19
24/29	25	-	1	1 3125 24
29/32	25	DIN 12257	1	1 3125 29
29/32	32	DIN 12257	1	1 3132 29