

## Tuyaux filetés avec âme NS, bouchon, joint



Tuyaux filetés avec âme NS, bouchon et joint

Raccords filetés en tube DURAN®, avec bouchon à vis et joint en silicone avec manchon en PTFE

Noyau (NS)	Filetage (GL)	Pour tuyau Ø (mm)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
14/23	14	5,5-6,5	1	1 3014 14
19/26	14	5,5-6,5	1	1 3014 19
24/29	14	5,5-6,5	1	1 3014 24
29/32	14	5,5-6,5	1	1 3014 29
14/23	18	7,5-9	1	1 3018 14
19/26	18	7,5-9	1	1 3018 19
29/32	18	7,5-9	1	1 3018 29
29/32	25	9-11	1	1 3025 29
29/32	32	13-15	1	1 3032 29