

Tuyaux filetés pour la fixation



Tuyaux filetés pour la fixation

Conformément à la norme DIN 12216 et en plus de la norme, avec filetage DIN (GL), fabriqué à partir de tubes DURAN®

Filetage (GL)	Ø (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Longueur totale approx. (mm)	Selon DIN	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
14	12	1,5	120	DIN 12216	10	1 3000 14
18	16	1,8	100	DIN 12216	10	1 3000 18
25	22	1,8	100	DIN 12216	10	1 3000 25
32	28	2,0	140	DIN 12216	10	1 3000 32
45	40	2,3	180	-	10	1 3000 45