


## Valves coniques jetables avec bouchon en verre massif



Valves coniques jetables avec bouchon en verre massif  
Conformément à la norme DIN 12541-1 et en complément de la norme DIN, avec bouchon en verre massif et dispositif de sécurité de robinet fileté, un alésage droit, matériau: verre borosilicaté 3.3, l'étanchéité répond aux exigences de la norme DIN 12540-1

Taraud (NS)	Alésage (mm)	Selon DIN	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
12,5	1,5	DIN 12541-1	10	2 1012 01
12,5	2,5	-	10	2 1012 02
14,5	2,5	DIN 12541-1	10	2 1014 02
14,5	4,0	-	10	2 1014 04
18,8	4,0	DIN 12541-1	1	2 1018 04
18,8	6,0	-	1	2 1018 06
21,5	6,0	DIN 12541-1	1	2 1021 06
24	8,0	-	1	2 1024 08
29,2	10,0	DIN 12541-1	1	2 1029 10
14,5*	2,5 cap	DIN 12541-1	10	2 2214 02

\* avec tubes de connexion capillaire