


Vannes à cône à deux voies avec bouchons en PTFE



Vannes à cône à deux voies avec bouchons en PTFE
Avec bouchon en PTFE et verrou de vanne fileté, deux alésages inclinés, matériau: verre borosilicaté 3.3, l'étanchéité répond aux exigences de la norme DIN 12540-1

Taraud (NS)	Alésage (mm)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
14,5	2,5	1	2 4314 02
18,8		4,0 %	2 4318 04
14,5*	Bouchon 1,5	1	2 4914 01
14,5*	Bouchon 2,5	1	2 4914 02

* avec tubes capillaires