

## Vannes à cône sous vide, trois voies



Vannes à cône sous vide, trois voies  
Robinets en T conformes à la norme DIN 12554 et aux normes complémentaires, avec tubes de raccordement coudés, avec bouchon en verre creux, matériau: verre borosilicaté 3.3, étanchéité conforme à la norme DIN 12540-1

Taraud (NS)	alésage (mm)	selon DIN	PU (pièce)	réf.
14,5	2,5	DIN 12545	1	2 9614 02
18,8	4,0	DIN 12545	1	2 9618 04
21,5	6,0	DIN 12545	1	2 9621 06
24	8,0	(1)	1	2 9624 08
29	10,0	DIN 12554	1	2 9629 10

(1) en plus de DIN