


Vannes à trois voies à cône selon Czako, avec bouchons en PTFE



Vannes à trois voies à cône selon Czako, avec bouchons en PTFE

Conformément à la norme DIN 12563, alésage incliné à 120°, avec bouchon en PTFE et verrou de vanne fileté, matériau: verre borosilicaté 3.3, étanchéité conforme à la norme DIN 12540-1

Taraud (NS)	alésage (mm)	PU (pièce)	réf.
14,5	2,5	1	2 6314 02
18,8	4,0	1	2 6318 04