


## Vannes à trois voies à cône selon Czako, avec clés en verre



Vannes à trois voies à cône selon Czako, avec clés en verre

Conformément à la norme DIN 12563, alésage incliné à 120°, avec bouchon en verre massif et dispositif de sécurité pour robinet fileté, matériau: verre borosilicaté 3.3, étanchéité conforme à la norme DIN 12540-1.

Taraud (NS)	alésage (mm)	PU (pièce)	réf.
14,5	2,5	1	2 6114 02
18,8	4,0	1	2 6118 04