


Vannes à trois voies avec bouchons en PTFE



Vannes à trois voies avec bouchons en PTFE
Conforme à la norme DIN 12554 et à ses suppléments,
alésage en T, avec bouchon en verre massif et verrou de
vanne fileté, matériau: verre borosilicaté 3.3, étanchéité
conforme à la norme DIN 12540-1

| Taraud (NS) | Alésage (mm) | Selon DIN | Unité d'emballage (pièces) | N° d'article |
|-------------|--------------|-----------|----------------------------|--------------|
| 14,5 | 1,5 | DIN 12554 | 1 | 2 5414 01 |
| 14,5 | 2,5 | - | 1 | 2 5414 02 |
| 18,8 | 2,5 | DIN 12554 | 1 | 2 5418 02 |
| 18,8 | 4,0 | - | 1 | 2 5418 04 |
| 24 % | 4,0 | DIN 12554 | 1 | 2 5424 04 |
| 29,2 | 6,0 | DIN 12554 | 1 | 2 5429 06 |