


## Vannes à trois voies avec bouchons en PTFE



Vannes à trois voies avec bouchons en PTFE  
Conforme à la norme DIN 12554 et à ses suppléments,  
alésage en T, avec bouchon en verre massif et verrou de  
vanne fileté, matériau: verre borosilicaté 3.3, étanchéité  
conforme à la norme DIN 12540-1

Taraud (NS)	Alésage (mm)	Selon DIN	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
14,5	1,5	DIN 12554	1	2 5414 01
14,5	2,5	-	1	2 5414 02
18,8	2,5	DIN 12554	1	2 5418 02
18,8	4,0	-	1	2 5418 04
24 %	4,0	DIN 12554	1	2 5424 04
29,2	6,0	DIN 12554	1	2 5429 06