


## Verre de centrifugeuse ASTM, cylindrique, D91



Verre de centrifugeuse ASTM, cylindrique  
À base conique, conforme à la norme ASTM D 91,  
capacité: 100 ml, capacité de charge jusqu'à RZB 700  
(accélération centrifuge relative), longueur: max.  
203 mm, en tube DURAN®  
Référence: 5 6750 00 (Conditionnement: 1 pièce)

Graduation (ml)	Division (ml)
0-0,5	0,05
0,5-2	0,1
2-3	0,2
3-5	0,5
5-10	1,0
10-25	5,0
25-100	25,0