


Verre de centrifugeuse ASTM, cylindrique, D96



Verre de centrifugeuse ASTM, cylindrique
À base conique, conforme à la norme ASTM D 96
(ancienne), capacité: 100 ml, capacité de charge jusqu'à
RZB 700 (accélération centrifuge relative), longueur:
max. 167 mm, en tube DURAN®
Numéro d'article: 5 6750 03 (Conditionnement: 1 pièce)

Graduation (ml)	Division (ml)
0-0,5	0,05
0,5-2	0,1
2-3	0,2
3-5	0,5
5-10	1,0
10-25	5,0
25-100	25,0*

*avec graduations à 50 et 100 ml