

## Verre de centrifugeuse ASTM, en forme de poire



Verre de centrifugeuse ASTM, en forme de poire  
À base cylindrique, conforme à la norme ASTM D 96  
(ancienne), capacité: 100 ml, chargeable jusqu'à RZB 700  
(accélération centrifuge relative), longueur: max.  
160 mm, en tube DURAN®  
Numéro d'article: 5 6750 05 (Conditionnement: 1 pièce)

Graduation (ml)	Division (ml)
0-1,5	0,1
1,5-3	0,5
3-5	0,5
5-10	1,0
10-25	5,0
25-100	25,0*

\*avec graduations à 50 et 100 ml