

Verre de centrifugeuse ASTM, en forme de poire



Verre de centrifugeuse ASTM, en forme de poire
À base cylindrique, conforme à la norme ASTM D 96
(ancienne), capacité: 100 ml, chargeable jusqu'à RZB 700
(accélération centrifuge relative), longueur: max.
160 mm, en tube DURAN®
Numéro d'article: 5 6750 05 (Conditionnement: 1 pièce)

Graduation (ml)	Division (ml)
0-1,5	0,1
1,5-3	0,5
3-5	0,5
5-10	1,0
10-25	5,0
25-100	25,0*

*avec graduations à 50 et 100 ml