


## Achtkant-Deckelstopfen, Kunststoff



Achtkant-Deckelstopfen, Kunststoff

Nach DIN 12254 und in Ergänzung zur DIN-Norm,  
Material: PE, Farbe:weiß/rot

Kern (NS)	Nach DIN	VPE (Stück)	Art.-Nr.
7/16	DIN 12254	10	1 4010 07
10/19	DIN 12254	10	1 4010 10
12/21	DIN 12254	10	1 4010 12
14/23	DIN 12254	10	1 4010 14
19/26	DIN 12254	10	1 4010 19
24/29	DIN 12254	10	1 4010 24
29/32	DIN 12254	10	1 4010 29
34/35	-	5	1 4010 34
45/40	-	5	1 4010 45