

Alu-Ringe mit Häkchen



Alu-Ringe mit Häkchen

Für Kerne und Hülsen zum Anbringen von Spiralfedern, für die sichere Verbindung von Kegelschliffen, kein Abbrechen und Abstoßen der Glashäkchen mehr

Für Schliffe (NS)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
12/21 - 14/23	10	1 1025 14
19/26 - 24/29	10	1 1025 19
29/32 - 34/35	10	1 1025 29
45/40	10	1 1025 45