

## Auffangkolben



### Auffangkolben

Speziell für Rotationsverdampfer, mit Kugelschliff-Schale S 35, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

| Inhalt (ml) | Schale (S) | Kolben Außen-Ø (mm) | VPE (Stück) | Art.-Nr.  |
|-------------|------------|---------------------|-------------|-----------|
| 100         | 35         | 64                  | 1           | 3 0635 37 |
| 250         | 35         | 85                  | 1           | 3 0635 49 |
| 500         | 35         | 105                 | 1           | 3 0635 58 |
| 1000        | 35         | 131                 | 1           | 3 0635 70 |
| 2000        | 35         | 166                 | 1           | 3 0635 73 |