

Bechergläser, niedrige Form



Bechergläser, niedrige Form

Nach DIN 12331 / ISO 3819 und in Ergänzung zur Norm, mit/ohne Teilung, mit Ausguss, Material: DURAN®

Inhalt (ml)	Maße Ø x H (mm)	Nach DIN/ISO	Teilung	VPE (Stück)	Art.-Nr.
5	23 x 30	DIN 12331/ISO 3819	Ohne	10	7 0010 10
10	26 x 35	DIN 12331/ISO 3819	Ohne	10	7 0010 13
25	34 x 50	DIN 12331/ISO 3819	Mit	10	7 0010 22
50	42 x 60	DIN 12331/ISO 3819	Mit	10	7 0010 28
100	50 x 70	DIN 12331/ISO 3819	Mit	10	7 0010 37
150	60 x 80	DIN 12331/ISO 3819	Mit	10	7 0010 43
250	70 x 95	DIN 12331/ISO 3819	Mit	10	7 0010 49
400	80 x 110	DIN 12331/ISO 3819	Mit	10	7 0010 55
600	90 x 125	DIN 12331/ISO 3819	Mit	10	7 0010 61
800	100 x 135	DIN 12331/ISO 3819	Mit	10	7 0010 67
1000	105 x 145	DIN 12331/ISO 3819	Mit	10	7 0010 70
2000	132 x 185	DIN 12331/ISO 3819	Mit	10	7 0010 73
3000	152 x 210	DIN 12331/ISO 3819	Mit	4	7 0010 76
5000	170 x 270	DIN 12331/ISO 3819	Mit	1	7 0010 82
10000	217 x 350	-	Ohne	1	7 0010 88