


Chromatographie-Säulen mit Einstichen und Bördelrand



Chromatographie-Säulen mit Einstichen und Bördelrand

Einfache Chromatographie-Säulen mit Einstichen über dem Hahn zum Auflegen eines Wattebauschs, mit Bördelrand, mit PTFE-Küken und Hahnsicherung, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Effektive Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Inhalt (ml)	VPE(Stück)	Art.-Nr.
200	10	15	1	5 4357 01
200	15	35	1	5 4357 02
400	20	125	1	5 4357 04
600	30	430	1	5 4357 06
800	40	1000	1	5 4357 08