


## Chromatographie-Säulen mit Fritte und Bördelrand



Chromatographie-Säulen mit Fritte und Bördelrand

Chromatographie-Säulen mit eingeschmolzener Fritte (Porosität: 0), mit PTFE-Hahn, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Effektive Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Inhalt (ml)	VPE(Stück)	Art.-Nr.
200	10	15	1	5 4457 01
200	15	35	1	5 4457 02
400	20	125	1	5 4457 04
600	30	430	1	5 4457 06
800	40	1000	1	5 4457 08