


Chromatographie-Säulen mit Fritte und NS-Hülse mit PTFE-Hahn



Chromatographie-Säulen mit Fritte und NS-Hülse mit PTFE-Hahn

Chromatographie-Säulen mit eingeschmolzener Fritte (Porosität: 0), mit PTFE-Hahn, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Effektive Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Inhalt (ml)	Hülse (NS)	Hahn (Ausführung)	VPE(Stück)	Art.-Nr.
100	10	8	14/23	PTFE-Hahn	1	5 4507 00
200	10	15	14/23	PTFE-Hahn	1	5 4507 01
300	10	23	14/23	PTFE-Hahn	1	5 4507 02
200	15	35	14/23	PTFE-Hahn	1	5 4507 03
400	20	125	29/32	PTFE-Hahn	1	5 4507 04
600	30	430	29/32	PTFE-Hahn	1	5 4507 06