

## Chromatographie-Säulen mit Fritte und NS-Hülse mit Ventilhahn



Chromatographie-Säulen mit Fritte und NS-Hülse mit Ventilhahn

Chromatographie-Säulen mit eingeschmolzener Fritte (Porosität: 0), mit Ventilhahn (Bohrung 0-2,5 mm), hergestellt aus DURAN®-Rohr

Effektive Länge (mm)	Durchmesser(mm)	Inhalt(ml)	Hülse
(NS)	Hahn(Ausführung)	VPE(Stück)	Art.-Nr.

100	10	8	14/23	Ventilhahn	1	5 4508 00
200	10	15	14/23	Ventilhahn	1	5 4508 01
300	10	23	14/23	Ventilhahn	1	5 4508 02
200	15	35	14/23	Ventilhahn	1	5 4508 03
400	20	125	29/32	Ventilhahn	1	5 4508 04
600	30	430	29/32	Ventilhahn	1	5 4508 06